

# Diinsel Vet®

EN LA **PREVENCIÓN** ESTÁ LA **SOLUCIÓN**  
PRUEBAS RÁPIDAS PARA **DIAGNÓSTICO VETERINARIO**

## Analizador de coagulación automático portátil

**Canino y felino**



El analizador de coagulación automático portátil es pequeño en tamaño y grande en precisión, confiabilidad y reproducibilidad, aplica tecnología de micro fluidos, brinda información de diagnóstico de química sanguínea en tiempo real para los proveedores de atención y sus pacientes.

### ELEMENTOS DE PRUEBA AMPLIABLES

• **Panel de Prueba de Coagulación I** : PT TT APTT FIB



• **Fácil de usar**

Volumen de muestra pequeño: 100 µL



• **Rápido**

4 objetivos detectados simultáneamente.  
Resultados en 15 minutos.




• **Conveniente**

Menos mantenimiento  
Sin ruta de líquido incorporada  
Fichas desechables

### MODO DE USO

- 1 Realice el procedimiento de muestreo.
- 2 Una vez tomada la muestra, coloque la muestra en el disco rotor.
- 3 Introduzca el disco rotos al analizador.
- 4 Una vez introducido, en la pantalla se mostrará los resultados obtenidos.



Teléfono: 81 3606 3689

Diinsel Vet | Venezuela 342, Col. Vista Hermosa | Monterrey | 64620

